

Аппликаторы для рентгеновского терапевтического аппарата Gulmay D3150



№	Наименование, размер, форма
1	Аппликатор #1, FSD 25см, диаметр 8 см
2	Аппликатор #2, FSD 30см, квадрат 8см x 8см
3	Аппликатор #3, FSD 50см, квадрат 20см x 20см
4	Аппликатор #4, FSD 60см, квадрат 30см x 30см
5	Аппликатор #5, FSD 30см, диаметр 18 см



Аппликаторы изготовлены из нержавеющей стали или меди с прозрачным смотровым концом Perspex® (Lucite), который позволяет радиологам точно позиционировать аппликаторы для достижения контакта с кожей перед лечением.

Концентричность аппликатора составляет ± 1 мм. Аппликаторы с иным фокальным пятном предоставляются по запросу.

