

Фантом Varian MPC IsoCal для использования с универсальной декой Universal Couchtop™

Ежедневный контроль качества является важным требованием современной лучевой терапии. На протяжении многих лет оборудование и методы лечения становятся более сложными и точными. Повышается требовательность к проверке соответствия параметров радиооборудования спецификации.

CIVCO разработал крепежные штыри, которые фиксируются на профиле Universal Couchtop. Эти индексируемые планки позволяют Varian's IsoCal Phantom соединяться с универсальным столом для ежедневного контроля качества. Применимо только с версией программного обеспечения Varian Machine Performance Check 2.7.



Product Information

Ref #	Product Description	*Lead Time
MTIL6152	Varian MPC IsoCal Phantom Mount Assembly (compatible with software version 2.7)	20 days

**Stated lead time is for guidance only.*

