


Новая тележка для электрохирургических аппаратов KLS Martin

Компания KLS Martin рада представить Вам новую тележку для электрохирургических аппаратов. Тележка maxium® Cart II выполнена в стиле аппаратов maxium®. Вместе с установкой электрохирургического аппарата, тележка maxium® Cart II позволяет установить другие принадлежности, такие как аргоновый блок и дымоотсос, а также имеет дополнительные места для размещения аксессуаров. Благодаря этому улучшается эргономика работы.

Внешний вид тележки maxium® Cart II:

Вид спереди (80-047-00-04)





(7) Круговая рукоятка

(8) Платформа для установки аппаратов

(9) Стандартный рельс

(10) Три разъема заземления

(11) Три кабеля питания для подключения аппаратов

(12) Дверца с замком

(13) Кабель питания для подключения к розетке, 5 м

(14) Центральный разъем заземления

(15) Центральный разъем питания с предохранителем

Показанные электрохирургические аппараты не включены в комплект тележки. Тележка maxium® Cart II уже производится и доступна для заказа по номеру 80-047-00-04.

Данная тележка заменяет предыдущую модель тележки maxium® Cart (80-046-00-04)!